

1533627 - Boîte d'hôpital avec 10 thermomètres axillaire - vert - 1 pc



Déscription

Le thermomètre axillaire de **Terumo** avec affichage digital est fabriqué en plastique résistant aux rayures et mesure la température corporelle à 0,1°. La durée de vie de la batterie est d'environ 3 ans à une fréquence d'utilisation de 3 à 4 fois par jour, avec environ 10 000 mesures et une plage de mesure de 23° à 42°. De plus, le thermomètre est étanche et peut donc être facilement désinfecté, y compris le capteur, l'affichage et la batterie. Le thermomètre a une fonction marche/arrêt automatique, lorsque le thermomètre est rangé dans le couvercle assorti, il s'éteint automatiquement. Cela garantit une longue durée de vie.

Remarque: la pile du thermomètre ne peut pas être remplacée. Si elle est épuisée, vous pouvez acheter un nouveau thermomètre chez nous et faire recycler l'ancien.

Mode prédictif

La température corporelle est calculée dans les 30 secondes (axillaires et orales).

Mode direct

La température est mesurée (axillaire : 5 min // orale : 10 min

Spécifications

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Marque | Terumo |
| SKU leverancier | ET*C205H |
| Digital | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Alarme fièvre | Oui |
| Non contact | Non |
| Embout souple | Non |
| Taxe Bebat | 0.06 EUR |
| Indicateur de piles faibles | Non |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui |
| Mémoire | Non |
| | Non |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de thermomètre | Thermomètre d'aisselle |
| Vitesse de mesure | 30 sec |