

1102358 - Chariot à linge voor 3 sac à linges - 3 couvercles - avec pédales - 1 pc



Déscription

Porte-sacs à linge composé d'une structure en tube d'acier inoxydable Ø 20 mm avec des roulettes pivotantes Ø 80 / 100 mm et 4 pare-chocs en caoutchouc. Porte-sac en nylon, avec un anneau de fixation des sacs en acier inoxydable, charnière en plastique, intégrée au porte-sac. Couvercle en polypropylène disponible en 5 couleurs : blanc (1545852), vert (1576755), rouge (1545856), bleu (1560302) et jaune (1576756). Les couleurs sont à préciser au moment de la commande.

Spécifications

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Marque | France Hopital |
| Dimensions du produit | L 990 cm, H 950 cm |
| Couvercles assortis | 1545852(blanc); 1545856(rouge); 1560302(bleu); 1576756(jaune); 1576755(vert) |
| Pédale | Oui |
| Profondeur du produit | 540 cm |
| Nombre de roues | 4 |
| Support sac poubelle | Non |
| Nombre de couvercles inclus | 3 |
| Composition sacs | En ligne |
| Configuration linge sale | 3 sacs |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |