


## 1512846 - Tabouret de douche avec découpe d'hygiène - bleu - 50 x 52 cm - 1 pc



### Déscription

Le tabouret de douche Sidney a une couche supérieure antidérapante, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans la salle de bain ou dans d'autres environnements humides. L'évidement hygiénique facilite l'hygiène intime et l'utilisation des toilettes. Les jambes ont des caoutchoucs spécialement conçus aux extrémités qui adhèrent à la surface pour fournir une sécurité et une stabilité suffisantes sur les surfaces glissantes. Sidney est réglable en hauteur en fonction de la taille du corps. Le tabouret a une capacité de charge maximale de 150 kg.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vermeiren
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm, H 34 cm, L 52 cm
<b>SKU leverancier</b>	8001769
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce