

1004267 - Gobelet Nosey cutout - transparent - 220 ml - 1 pc



Déscription

Une découpe spéciale au niveau du nez permet de boire tout en maintenant la tête et le cou droits et de ce fait facilite la déglutition. Ce gobelet à un rebord légèrement courbé. Polypropylène opaque. Résistant au lave-vaisselle (+ 80° C). Fourni avec une indication ml, a des nervures antidérapantes qui empêchent la coupe de glisser des mains des patients qui ont une prise moins ferme.

Spécifications

Conforme à la norme HACCP	Oui
Couverture	Non
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Composition	Polypropylène
sku	1004267
Contenu	220 ml
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce