


1104197 - Urinale homme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Urinal très sécurisant grâce à son design intelligent: l'embout est placé de façon à ce que l'urine coule dans l'entonnoir. Ce qui fait que l'urinal peut se mettre dans n'importe quelle position et qu'il y ait peu de fuite quand il tombe.

Il se vide facilement en dévissant le bouchon à l'arrière.

Il existe une deuxième version avec un bouchon sécurité/enfant, comme sur les bouteilles de produits de nettoyage.

La poignée est amovible afin de nettoyer à fond l'urinal, adapté à l'autoclave jusqu'à.

Spécifications

Code CNK	3778263
Contenu	1000 ml
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Sex	Hommes
Type d'emballage	Pièce