

1532222 - FreeStyle Precision Neo - tigettes de glycémie - emballage individuelles - 1 x 100 pcs



Déscription

Les bandelettes pour la mesure de la glycémie sont conçues pour ne pas démarrer tant qu'il n'y a pas assez de sang présent, ce qui évite le gaspillage de bandelettes. Petit échantillon de sang nécessaire (0,6 ?L). Pas d'interférences médicamenteuses ni métaboliques. Utilisation simple: " top-fill " ou " end-fill ".

Spécifications

Marque	Abbott
Code de vérification	Non
Transfert de données par wifi	Non
sku	1532222
Catégorie de glucomètre	Glucomètres et bandelettes
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Boîte