

## 1602117 - Connex ProBP 3400 tensiomètre standard - statif mobile - plug EU - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique PROBP 3400 tient de manière compacte dans la main et est tout aussi précis que les moniteurs de signes vitaux de pointe de Welch Allyn. De plus, son design léger le rend facile à transporter pour différentes mesures. Le tensiomètre peut être utilisé à la main, sur un support roulant, sur un socle de bureau ou fixé au mur.

Le tensiomètre numérique ProBP 3400 est livré avec des brassards Flexiport tailles 11 et 12, une batterie lithium-ion avec adaptateur, ainsi qu'un port USB avec câble.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques