

## 1601340 - Lampe d'examen Carla Focus avec bras flexible 100 cm - 1 pc



### Déscription

CARLA Focus est une lampe d'examen très compacte et robuste qui fournit un éclairage très focalisé avec un faisceau de 10°. Elle est donc idéale pour les examens nécessitant une grande précision. Pour une utilisation en gynécologie, la lampe peut être fixée sur le support à roulettes bas 40/60 cm PIR00555. La pince sur rail ETRPM007 permet un positionnement horizontal, idéal pour éclairer par-dessus ou par-dessous l'épaule, même en combinaison avec un colposcope.

### Spécifications

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Marque</b>                          | lid                          |
| <b>Commande Touchless</b>              | Non                          |
| <b>Intensité lumineuse</b>             | 9000 lux                     |
| <b>Longueur du bras</b>                | 100 cm                       |
| <b>Catégorie de lampe de recherche</b> | Lampe d'examination          |
| <b>Réglementation Européenne</b>       | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>                | Pièce                        |