

## 1601761 - Keiser Adjustable Bench



### Déscription

Adjustable Bench est breveté et réglable en plusieurs positions, pour un soutien maximal du corps et des poids de levage pour différents mouvements. Lorsqu'il est utilisé, le banc s'insère facilement dans votre Keiser Rack, avec un centrage et un alignement automatiques. Lorsqu'il n'est pas utilisé, les roues de transport à profil bas permettent de ranger facilement le banc jusqu'à ce qu'il soit à nouveau utilisé.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>SKU leverancier</b>	003150B
<b>Type d'emballage</b>	Pièce