

## 1000675 - Opsite flexigrid - 6 x 7 cm - 1 x 100 pcs



### Déscription

Opsite Flexigrid est un film imper-respirant et un adhésif doux facile à appliquer pour maintenir les pansements en place même sur les peaux fragiles. Le matériau est confortable à porter et reste en place même pendant la douche. L'adhésif doux à base de silicone aide à minimiser la douleur lors du retrait. Idéal pour maintenir votre pansement ou masque en place et réduire les frottements pour les personnes à peau fragile.

### Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Smith & Nephew                 |
| <b>Compresse</b>                 | Non                            |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                            |
| <b>Couleur</b>                   | Transparent                    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Taille</b>                    | 6 x 7 cm                       |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                          |