

1014512 - seringues à tuberculine 1 ml - aiguille 25G x 5/8" - 1 x 100 pcs



Déscription

Terumo seringues stériles 3 pièces tuberculine avec aiguille et joint en caoutchouc autour du cône. Convient pour prélever du sang et injecter des liquides et des médicaments dans les muscles, les veines, le tissu adipeux, la peau et le muscle cardiaque. Cette seringue convient au dosage précis de liquides, se déplace en douceur et sans fuite grâce au joint en caoutchouc autour du cône. Le code couleur ISO s'applique.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	MDSS01S2516E
Stérile	Oui
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Seringue• Corps: polypropylène• Piston: polypropylène• Joint: élastomère thermoplastique (SS-codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS-codes)• Lubrifiant: huile de silicone• Aiguille• Embase: polypropylène + maser batch• Canule: acier inoxydable• Colle: colle époxy• Lubrifiant: silicone
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Contenu	1 ml
Dimensions	25G x 5/8"
Méthode de stérilisation	Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte