


## 1560591 - Schiller Cardiovit CS-104 avec MS-12 USB



### Déscription

Cardiovit CS-104 combine toutes les caractéristiques essentielles de l'ECG et les possibilités souhaitées dans un système intégré.

Avec le CARDIOVIT CS-104, SCHILLER propose un système ECG complet pour les cabinets, les cliniques et les hôpitaux. L'unité comprend un PC, un moniteur, un chariot et un module d'acquisition filaire (MS-12 USB). Tout est pré-installé et testé par SCHILLER, prêt à être utilisé dans la pratique clinique.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>Options ECG</b>	Détection d'arythmie ETM Spirométrie Vecteur stress_ecg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce