

1559851 - Gants d'examen Vinyl - non-stérils - non-poudrés - transparent - L - 10 x 100 pcs



Déscription

Texa® gants d'examen en vinyl AQL 1.5. Offre une protection remarquable contre les infections croisées entre patients et utilisateurs. Parfaitement indiqué pour les personnes allergiques au latex. Sa résistance permet un usage prolongé. La rigidité de la manchette empêche le retour du gant sur le dos de la main. Souple et façonné ergonomique pour un confort optimum.

Spécifications

Marque	Texa
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Vinyle
Conforme à la norme HACCP	Oui
Couleur	Blanc
Méthode de stérilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	L
Type d'emballage	Carton