

## 1101263 - Texa - tampons alcoolisés - emballage individuels - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les tampons alcoolisés Texa® sont conçues pour le nettoyage des surfaces lisses et non poreuses, ainsi que des équipements médicaux, et pour la désinfection provisoire de petites surfaces. Les tampons alcoolisés Texa® non tissées sont saturées d'alcool isopropylique à 70% et sont emballées individuellement par lingette. Comme les lingettes sont emballées individuellement, l'alcool ne s'évapore pas.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Sans alcool</b>	Non
<b>Nombre de pièces</b>	100
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Stérile</b>	Non
<b>Taille</b>	3 x 3 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte