

1544065 - Rallonge universelle - 60 cm - 1 pc



Déscription

Rallonge universelle de 60 cm avec maintien par bouton mécanique ou magnétique.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFE24900
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Ne s'applique pas