

## 1532462 - Perfektan TB - 2 litres - 1 pc



### Déscription

Perfektan TB est un désinfectant actif des instruments, économique et respectueux des matériaux, destiné à un usage clinique de routine. Grâce à son activité antimicrobienne exceptionnelle, un haut degré de protection personnelle est assuré pendant le traitement des instruments. Perfektan TB se caractérise par une odeur agréable grâce à sa formulation sans aldéhyde et convient pour une utilisation sur tous les types d'instruments médicaux. Idéal pour la désinfection, le nettoyage des instruments. Convient pour une utilisation dans les bains à ultrasons.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dr Schumacher
<b>Ingrédients</b>	100 g solution contient: 3.75 g cocospropylendiamine guanidiniumdiacetate, 5.63g didecylmethoxyethylammonium propionate
<b>Contenu</b>	2000 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce