

## 1532218 - FreeStyle Precision Neo - startkit - 1 pc



### Déscription

FreeStyle Precision Neo est un lecteur de glycémie simple, fiable et très précis, il fournit des résultats rapides, précis et fiables en 5 secondes et a une mémoire jusqu'à 1000 enregistrements de tests de glucose. Ne nécessite aucun étalonnage, le kit contient 1 lecteur de glycémie FreeStyle Precision Neo, 1 autopiqueur, 10 lancettes, 1 étui de transport, 1 manuel d'utilisation.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Abbott
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Code de vérification</b>	Non
<b>Transfert de données par wifi</b>	Non
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Glucomètres et bandelettes
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce