

1005754 - Uro-tainer® M - nacl 0,9% - 100 ml - 1 x 10 pcs



Déscription

L'UroTrainer® M est un système fermé prêt à l'emploi à usage unique pour le rinçage de la vessie et du cathéter, effectué à l'aide d'un cathéter à usage unique ou à demeure.

L'UroTrainer® M se compose d'une poche en plastique de 100 ml contenant une solution stérile, d'un tube flexible avec un clamp et d'un embout de cathéter.

L'embout universel du cathéter est muni d'un bouchon inviolable, ce qui élimine le risque de contamination.

Spécifications

Marque	Braun
Stérile	Oui
Composition	Chlorure de sodium 0,9% - pH=7
Normes	EN ISO 13485:2016
sku	1005754
Contenu	100 ml
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte