

## 1609410 - Braun B. Sacs urinaires adhésifs - stériles - 200 ml - pour filles - 100 pièces



### Déscription

Sac collecteur transparent avec surface adhésive et forme anatomiquement adaptée. Le modèle sans goutte est utilisé lorsque le sac reste en place pendant une période limitée, jusqu'à 30 minutes, notamment pour les examens cytot bactériologiques.

Indiqué pour les examens cytot bactériologiques. Les poches urinaires Urinocol® Pediatric sont des dispositifs médicaux stériles. Non couvertes par la liste des produits et services remboursables. Lisez attentivement les instructions dans la notice et/ou sur l'étiquette.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>sku</b>	1609410
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Possibilité de vidange</b>	Non
<b>Type d'emballage</b>	Boîte