


**1543203 - Sonde vésicale - PVC - usage unique - 18 cm - Ch 12 -
blanc - stérile - 1 x 100 pcs**



Déscription

La sonde en PVC Dahlhausen est une sonde urinaire pour un sondage ponctuel. La sonde est droite, fermée distalement avec 2 yeux latérales. La sonde est dotée d'un raccord en entonnoir avec un code couleur international.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Longueur de la sonde	18 cm
Stérile	Oui
Composition	PVC : chlorure de polyvinyle
sku	1543203
Couleur	Blanc
Diamètre sonde	Ch 12
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Sex	Femmes
Type d'emballage	Boîte