

1023368 - Leukoplast® - 1,25 cm x 9,2 m - 1 x 24 pcs



Déscription

Le plâtre adhésif a une forte adhérence, il est respirant, hydrofuge et facile à utiliser. Convient pour fixer les pansements, les aiguilles et les sondes.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Linnen
Couleur	Crème
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	1,25 cm x 9,2 m
Type d'emballage	Boîte