

1575575 - Smartsigns Compact 500 - NIBP, SPO2, Pulse



Déscription

Le SC500 est le nouveau moniteur patient de Huntleigh. Ce dispositif innovant offre une surveillance de haute qualité et peut effectuer une combinaison de contrôles SPOT et de surveillance à moyen et long terme. Dans la gamme Huntleigh, ce moniteur patient comble parfaitement le vide entre les moniteurs d'entrée de gamme et les moniteurs multiparamètres. Le SC500 offre aux prestataires de soins une plateforme flexible et fournit aux utilisateurs un ensemble standard de capacités de surveillance: pression artérielle, fréquence cardiaque et saturation en oxygène.

Avec l'outil intégré d'alerte précoce (MEWS & NEWS2) et les alarmes à trois niveaux, le SC500 est idéal pour les mesures et les observations à long terme.

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1575575
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce
Version	NIBP, P, SPO2