

## 1543067 - Eponge corporelle - 38 cm - 1 pc



### Déscription

La forme de l'éponge utilise efficacement la puissance des épaules, des bras et des mains. La forme du savonnettes courbé permet d'atteindre tout le dos. La conception ergonomique permet d'atteindre toutes les parties du corps. L'éponge remplaçable lave efficacement sans absorber l'eau: ainsi le savonnettes reste léger et en balance même s'il est mouillé.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80210076
<b>Éponge longueur de bras</b>	38 cm
<b>Composition</b>	Polypropylène et TPE
<b>sku</b>	1543067
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce