

## 1543420 - Tensiomètre digital BM35 - bras supérieur - mesures de bras 22-36 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre au design argenté élégant a un temps de mesure exceptionnellement rapide. L'écran facile à lire affiche clairement vos valeurs de tension artérielle. Mesurez une tension artérielle et un pouls entièrement automatiques sur le haut du bras. Affiche les moyennes de toutes les lectures stockées telles que les moyennes du matin et du soir sur les 7 derniers jours. Dispose de 2 x 60 cartes mémoire et d'un indicateur de risque de couleur. Détecte l'arythmie. Affiche la date et l'heure et s'éteint automatiquement, indique lorsque la batterie est faible. Livré avec sac de rangement.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Beurer                       |
| <b>Taxe Bebat</b>                | 0.06 EUR                     |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |
| <b>Type de tensiomètre</b>       | Tensiomètres numériques      |