

## 1549970 - Coussin compact Relax - housse bi-tec - L 120 cm - 1 pc



### Déscription

Il s'agit d'un modèle réduit du coussin Standard. Un coussin multifonctionnel en raison de sa taille particulière. Grâce à sa forme compacte, vous pouvez l'utiliser partout pour positionner n'importe quelle partie du corps.

Ce coussin est idéal pour se poser sur les genoux et y poser un livre ou un magazine. Pendant la lecture, il soutient et soulage les muscles des bras et du cou et élimine les douleurs cervicales. Ce coussin est également utilisé comme coussin d'allaitement pour la mère et le bébé et peut être facilement transporté.

### Spécifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Marque</b>                               | Fico  |
| <b>Dimensions du produit</b>                | L 120 cm  |
| <b>Composition</b>                          | Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> ,<br>remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles<br>des billes 0,9-1,18 mm |
| <b>sku</b>                                  | 1549970   |
| <b>Lavable</b>                              | 40°   |
| <b>Marque du matériel de positionnement</b> | Relax   |
| <b>Type d'emballage</b>                     | Pièce   |