

## 1005541 - Seringues à insuline Micro-Fine™ 0,3 ml - aiguille 30G x 8 mm - 10 x 10 pcs



### Déscription

Cette seringue insuline offre aux personnes atteintes de diabète une méthode confortable et pratique d'injection d'insuline. La seringue à insuline Micro-Fine™ de BD avec aiguille est une seringue stérile à usage unique. Le capuchon de protection blanc et orange garantit la stérilité de la seringue. L'espace mort est minimal, ce qui réduit le risque de bulles d'air et évite le gaspillage d'insuline.

## Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | BD  |
| <b>Composition</b>               | Acier inoxydable chirurgicale, arbre d'aiguille électro-poli, piston caoutchouc |
| <b>Stérile</b>                   | Oui   |
| <b>Sans latex</b>                | Oui   |
| <b>Mécanisme de sécurité</b>     | Non   |
| <b>Contenu</b>                   | 0,3 ml  |
| <b>Dimensions</b>                | 30G x 8 mm  |
| <b>Méthode de stérilisation</b>  | Oxide d'éthylène  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte   |