

1542031 - Huntleigh Sonicaid Team 3A (antepartum) Appareil CTG avec tensiomètre et Spo2



Déscription

Série Sonicaid Team3 de Huntleigh : Moniteur fœtal/maternel

Conçu pour améliorer la qualité des soins obstétricaux, ce nouveau design élégant ne domine pas le chevet du patient, mais continue à fournir une image claire de l'état du fœtus.

La série Sonicaid Team3 est facile et intuitive à utiliser grâce à l'écran tactile à icônes, et la fréquence cardiaque fœtale peut être affichée sous forme de "gros chiffres" et mise à l'échelle automatiquement en fonction des moniteurs de grossesse simple, gémellaire ou triple pour une visibilité optimale.

La NOUVELLE série Team3 est dotée de nombreuses fonctionnalités pour une surveillance fœtale/maternelle rentable, fiable et précise :

L'actogramme Sonicaid automatisé et les mouvements fœtaux détectés par la mère sont également disponibles.

Caractéristiques :

- Deux marqueurs de mouvements fœtaux (manuel et automatique).
- Audio de haute qualité pour la détection la plus sensible du cœur fœtal.
- La version la plus récente et la plus puissante de l'analyse CTG de Dawes-Redman de renommée mondiale.
- Fonctionne sur secteur ou sur batterie. Base de données patient intégrée avec mémoire de suivi à capacité de

stockage illimitée.

- Système d'alarme fœtale et maternelle configurable par l'utilisateur.

Cette version de l'appareil comprend un compteur de SpO2 et un moniteur de pression artérielle.

Spécifications

Marque	Huntleigh
sku	1542031
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce