

1014941 - Nexcare™ Protect Strips - imperméable - 2,2 x 2,8 cm - 1 x 100 pcs



Déscription

Avec leur forme unique en losange, et l'adhésif qui cerne la compresse, ils offrent une protection à 360° en isolant la plaie. Imperméable à l'eau et aux bactéries, le film est perméable à l'air ce qui maintient la plaie en milieu humide et favorise sa cicatrisation. Ils sont faciles à poser, agréables à porter le temps nécessaire à la guérison des écorchures, coupures et autres plaies.

Spécifications

Marque	3M™
Stérile	Non
Compresse	Oui
Perforé	Non
Composition	PU
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	2,2 cm x 2,8 cm
Type d'emballage	Boîte