

## 1543625 - Set irrigateur de voyage - 2 L - complète - 1 pc



### Déscription

Set de voyage complet pour lavement. Avec tuyau d'intestin de 120 cm, robinet d'arrêt, adaptateur fileté, tuyau de lavement et tuyau de douche femelle, pour un nettoyage en douceur du côlon. Le sac de 2 litres est pliable et donc facile à transporter et à nettoyer.

### Spécifications

#### Composition

Sac et tuyau: polychlorure de vinyle, support: polypropylène, robinet: polyéthylène

<b>Code CNK</b>	CNK 1680-115
<b>sku</b>	1543625
<b>Contenu</b>	2000 ml
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce