


## 1560133 - Sonde d'aspiration CH12 - 48 cm - blanc - (1 dist + 1 lat.) - stérile - 1 x 100 pcs



### Déscription

Sonde d'aspiration flexible avec yeux doubles pour libérer l'accès aux voies respiratoires des sécrétions. La sonde est dotée d'un tube lisse sans arêtes vives, transparent et résistant à la corrosion.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 48 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	PVC
<b>sku</b>	1560133
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 12
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Paquet