

## 1543177 - SLK Eco 3 + 4 - matelas avec moteur mécanique - 90 x 200 x 14 cm - 1 pc



### Déscription

SLK Eco 3 + 4 est un matelas de remplacement destiné à une utilisation intensive dans les maisons de retraite. Il est destiné aux patients à risque moyen à élevé ou avec la présence d'escarres jusqu'au stade 4. Ce matelas est composé de 17 cellules recouvertes de nylon-polyuréthane avec une housse SLK Care-Text<sup>TM</sup> pour réduire les forces de cisaillement. La housse est résistante aux désinfectants, imperméable aux liquides et lavable jusqu'à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	SLK
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	170 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce