

## 1008580 - 3M™ Comply™ tape de stérilisation - air chaud - 19 mm x 55 m - 1 pc



### Déscription

Conçu pour être utilisé en tant que ruban d'emballage, permet d'identifier immédiatement les articles ayant été exposés au traitement par chaleur sèche. Le ruban est stérilisé à la vapeur.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>sku</b>	1008580
<b>Méthode de stérilisation</b>	Vapeur
<b>Type d'emballage</b>	Pièce