

1609109 - Tena Fix Premium Small - 8 x 25 pcs



Déscription

TENA Fix Premium Small offre un soutien fiable pour les protections contre l'incontinence, telles que TENA Comfort. Composée d'un mélange de 71 % de coton, 25 % de polyester et 4 % d'élasthanne, cette culotte de fixation réutilisable est conçue sans couture pour minimiser les points de pression. Le pansement pour l'incontinence reste ainsi bien en place pour une protection fiable contre les fuites.

La conception unisexe, avec une large bande élastique autour de la taille et des jambes, suit les contours du corps pour un ajustement parfait. Les slips peuvent être lavés jusqu'à 50 fois à 60 degrés et conservent leur forme même lorsqu'ils sont séchés au sèche-linge.

Adapté aux hommes comme aux femmes, TENA Fix Cotton Special offre une solution souple et confortable pour la fixation discrète des protections contre l'incontinence.

Spécifications

Marque	essity_tena
Composition	71% coton, 25% polyester et 4% élasthanne
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Carton