

1532400 - Etui porte-ampoules - 60 ampoules - 20 x 16 x 4 cm - cuir de buffle - brun - 1 pc



Déscription

Etui en cuir marron pouvant contenir 60 ampoules.

Spécifications

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Marque | LSP |
| Dimensions du produit | L 16 cm, H 4 cm, L 20 cm |
| Bandoulière réglable | Non |
| Catégorie | Etui à ampoules |
| Couleur | Brun |
| Matériau | Cuir de buffle |
| Nombre d'ampoules | 60 |
| Nombre de poches avant | 0 |
| Nombre de poches latérales | 0 |
| Nombre de poignées | 0 |
| Type d'emballage | Pièce |