

STR2570008 - DT80-DT100 electrode 1,10 m - 1 pc



Déscription

Electrode avec cable de 1m de longueur. Disponible par pièce.

Attention: Codage colour à appliquer par l'utilisateur. Autocollants de couleur pour codage visuel disponible sous la référence STR2570012.

Spécifications

Marque	Strässle
Normes	EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce