

1574487 - Cocune lotion nettoyante tube - 300 ml - 1 x 12 pcs



Déscription

Avec cette délicieuse lotion légèrement moussante, vous pouvez nettoyer, soigner et protéger la peau. Idéal pour la douche mais également idéal comme savon pour les mains.

Vous appliquez la lotion lavante sur une peau légèrement humide, massez légèrement puis rincez. L'avantage de la lotion lavante est que vous n'avez besoin que d'une petite quantité pour des résultats optimaux. Commandez et découvrez la sensation soyeuse de Cocune.

Spécifications

Marque	Cocune
sku	1574487
Contenu	300 ml
Type d'emballage	Carton