

## 1571896 - kBox4 Lite Starter System



### Déscription

L'appareil est reconnu pour sa qualité, sa facilité d'utilisation, sa technologie, son ergonomie, son évaluation et ses publications scientifiques. Le Starter System comprend la plate-forme Kbox4 Lite, le kMeter II, l'ajusteur d'angle, deux volants d'inertie, une ceinture et les kGrips.

#### Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour les exercices du haut, du torse et du bas du corps
- Portable
- Le système de rétroaction Bluetooth kMeter peut être utilisé pour mesurer et enregistrer la puissance de sortie réelle et de nombreux autres paramètres.
- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Pour un usage individuel à domicile
- 1-4 grands volants d'inertie
- Inertie jusqu'à 0,200 kgm<sup>2</sup>.
- Système de rétroaction kMeter II
- Dimensions 76 x 51 cm
- Poids : 9 kg

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce