

1601501 - Terumo seringues - 3-parties - luer slip - concentrique - 10 ml - 100 pcs



Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	MDSS10SE
sku	1601501
Stérile	Oui
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Corps: polypropylène• Piston: polypropylène• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS)• Lubrifiant: huile de silicone
Contenu	10 ml
Location de la pointe	Concentrique
Méthode de sterilisation	Oxide d'éthylène Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Tip	Luer slip