

## 1600636 - Heka set de pansements stériles - 100 pcs



### Déscription

Le set de pansements Heka est emballé individuellement de manière stérile et contient :

- 1 x pince à épiler 12,5 cm polyéthylène BG70, 30% fibre de verre
- 1 x champ stérile 2 plis, 38 x 46 cm en tissu polyéthylène 40g/m<sup>2</sup> (polyéthylène 17g/m<sup>2</sup> + papier de soie 23g/m<sup>2</sup>).
- 5 x compresses de gaze 17 plis, 20 x 20 cm, diamètre 30 mm en 100% coton absorbant

### Spécifications

<b>Marque</b>	heka
<b>Contenu des sets stériles</b>	1 x pince 12,5 cm, 1 x champ stérile 2 couches 38 x 46 cm, 5 x tampons de gaze, 17 fils, 20 x 20 cm
<b>sku</b>	1600636
<b>Blister</b>	3 pièces
<b>Type d'emballage</b>	Boîte