

## SCB11589100 - Schiller Fred Easy - entièrement automatique



### Déscription

Le défibrillateur automatique externe FRED easy est le meilleur outil de sauvetage pour tous les services d'urgence : services de secours, ambulances, pompiers... Il est léger, robuste, simple d'utilisation et donc adapté à toutes les situations.

Le FRED easy utilise MULTIPULSE BIOWAVE, la forme d'onde biphasique pulsée avec compensation de l'impédance du patient. Cette forme d'onde est aussi efficace pour les adultes que pour les enfants grâce à la reconnaissance automatique des électrodes enfants et à l'adaptation de l'énergie.

Les instructions sous forme vocale et à l'écran adaptées aux secouristes ainsi que l'analyse rapide du rythme et la délivrance du choc guident le secouriste tout au long du processus de réanimation et minimise le temps de non-intervention.

Afin de suivre le patient du début à la fin du processus de réanimation, les données d'intervention sont enregistrées et peuvent être consultées sur un PC. Il est également possible de générer un rapport.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce