

## 1575055 - Housse en velours pour coussin Relax CVA - camel - 1 pc



### Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

La housse en tissu éponge est lavable à 85°C, toutes les autres taies d'oreiller sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Couleur housse</b>	Camel
<b>Lavable</b>	60°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Fluweel
<b>Type d'emballage</b>	Pièce