


## 1553463 - Pédales plastifiées pour MOTomed Viva - Retrofit



### Déscription

Pédales de sécurité plastifiées avec manivelles de pédalier - Kit de montage ultérieur

- Recommandé pour l'utilisation dans entre autres cliniques et maisons de retraite
- Pédales métalliques solides, entièrement revêtue de PVC souple facile à désinfecter
- Avec une haute bordure de sécurité du côté de la manivelle
- Fixation sûre des pieds à l'aide de sangles velcro
- Réglage du rayon de pédalage à deux positions: 7,0cm et 12,5cm

### Spécifications

<b>Marque</b>	MOTomed
<b>sku</b>	1553463
<b>Type d'emballage</b>	Paire