

1541330 - Sonicaid Team 3-A (modèle antepartum)



Déscription

La dernière génération en matière de surveillance fœtale. Le tout nouveau Sonicaid Team3 compact est doté de nombreuses fonctionnalités pour un monitoring précis, fiable et rentable. L'écran tactile simple, piloté par des icônes, permet de visualiser les résultats de 3 façons différentes.

Spécifications

Marque	Huntleigh
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce