

1601710 - Keiser Air250 Leg Press



Déscription

La presse à jambes Air250 est extrêmement flexible et constitue le choix idéal pour les applications dans le domaine du sport et de la rééducation. Cette presse à jambes offre les mêmes caractéristiques que la presse à jambes Air300, à l'exception de l'option de mouvement bilatéral et de la butée mobile, de plus cette machine a une résistance maximale plus faible. La technologie pneumatique douce en fait l'appareil idéal pour l'entraînement de puissance.

La position assise réglable protège le bas du dos en le maintenant stable et permet un meilleur pré-étirement des muscles fessiers, ce qui les rend plus actifs pendant l'exercice. L'entrée facile et une grande amplitude de mouvement sont obtenues grâce à une butée mobile qui maintient les repose-pieds en place lors de l'entrée et de la sortie.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 121.9 cm
SKU leverancier	002521BP
Résistance	0-454
sku	1601710
Couleur	Rouge
Type d'emballage	Pièce