

SCB20210005 - Schiller Set training electrodes - PA-1 trainer/1 Fred Easy Trainer/Fred easyport trainer - 10 x 2 pcs



X10

Déscription

Électrodes d'entraînement réalistes (paire), à utiliser en combinaison avec le dispositif d'entraînement qui peut entraîner de manière réaliste l'utilisateur du DEA. Différents scénarios permettent de simuler différentes situations de RCP.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	SCB20210005
Type d'emballage	Pièce