

## 1549909 - Aspirateur New Askir 230 sur batteries + secteur - courant et flovac 2 L bocal - 1 pc



### Déscription

Le NOUVEAU ASKIR 230 de Cami est un appareil d'aspiration électrique pour l'aspiration orale, nasale et trachéale des fluides corporels chez l'adulte ou l'enfant. Convient aux applications d'urgence et à la thérapie post-opératoire, tant dans un environnement professionnel que dans le cadre des soins à domicile.

Trois options de fonctionnement différentes: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et le 12V en font un appareil d'aspiration polyvalent approuvé pour un fonctionnement NON-STOP sans surchauffe. Doté d'une alarme visuelle et sonore indiquant le niveau de la batterie, l'appareil est également équipé d'une jauge à vide (mmHg et kPa) et d'un régulateur de vide.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Dimensions du produit</b>	L 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
<b>Poids du produit</b>	3.5 kg
<b>Débit d'air max.</b>	25 L/m
<b>Volume de la gobelet</b>	2000 ml
<b>sku</b>	1549909
<b>Alimentation électrique</b>	Batteries rechargeables
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur autoclavable