

1104584 - Accutrend Triglycerides - bandelettes réactives - 1 x 25 pcs



Déscription

Avec le test de triglycérides de Roche, vous pouvez mesurer la valeur des triglycérides dans le sang très rapidement et facilement. Cette bandelette peut être utilisée avec le lecteur Roche Accutrend Plus. Les bandes Roche sont connues pour leur grande fiabilité.

Spécifications

Marque	Roche
Code de vérification	Non
Transfert de données par wifi	Non
Catégorie de glucomètre	Glucomètres et bandelettes
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce