

## 1100972 - Texa® set à pansement 10 - stérile - 1 x 50 pcs



### Déscription

Le set de pansements 10 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince verte 12,8 cm en plastique
- 4 x tampons de gaze diamètre 30 mm en 100% coton
- 1 x champ stérile 2 plis, 38 x 45 cm, 39g/m<sup>2</sup> (tissu polyéthylène 18g/m<sup>2</sup> + papier de soie 21g/m<sup>2</sup>)

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Contenu des sets stériles</b>	Pince: 1pc, tampon de gaze: 4pcs, champ stéril 38 x 45 cm: 1pc
<b>sku</b>	1100972
<b>Blister</b>	3 pièces
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte