

1100972 - Texa® set à pansement 10 - stérile - 1 x 50 pcs



Déscription

Le set de pansements 10 est emballé stérilement individuellement et contient:

- 1 x pince verte 12,8 cm en polystyrène
- 4 x tampons de gaze diamètre 30 mm en 100% coton
- 1 x champ stérile 2 plis, 38 x 45 cm, 39g/m² (tissu polyéthylène 18g/m² + papier de soie 21g/m²)

Spécifications

Marque	Texa
Contenu des sets stériles	Pince: 1pc, tampon de gaze: 4pcs, champ stéril 38 x 45 cm: 1pc
Normes	ISO 13485: 2016
Blister	3 pièces
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte