

1559731 - Molift RgoSling Toilet Highback Padded - avec boucles - S - 1 pc



Déscription

Le sangle RgoSling Toilet offre un support exceptionnel du torse grâce à ses doubles boucles de ceinture. Le support de jambe flexible peut être positionné de différentes manières et offre confort et sécurité de l'utilisateur. Le sangle Molift RgoSling Toilet comporte plusieurs de boucles à la hauteur des épaules et des cuisses pour ajuster l'angle d'assise aux besoins de l'utilisateur, y compris en position assise droite. Les boucles de la ceinture peuvent être réglées sur la longueur pour équilibrer au mieux le poids et la pression, tout en maintenant la stabilité et la sécurité.

Spécifications

Marque	Molift
Appui-tête	Oui
Composition	Polyester, mousse PE-cellulaire
Fixation sangles	Boucles
Poids maximal de l'adulte	50 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	S
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle de toilette